

## Tutkimuskäsine, Nitrile SENSE, blue

REF: 210258XS, 210258S, 210258M, 210258L, 210258XL

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, sininen.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Puuteriton, molempikätkinen, rullareuna.
- ▶ Ohut nitriilikäsine erinomaisella tuntoherkkyydellä
- ▶ Erinomainen suoja mikrobeja vastaan. Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erinomaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkänä.
- ▶ Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus.
- ▶ Lateksiton ja puuteriton. Hyvä vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.
- ▶ Soveltuu kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn.



### Käyttösuositukset



Elintarvikkeiden käsittely








Yleissivous



Terveystenhoito, osastot



Potilaspesu

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
210258XS	Tutkimuskäsine, Nitrile SENSE, sininen, XS, Sininen		240 mm	200 / 2000
210258S	Tutkimuskäsine, Nitrile SENSE, sininen, S, Sininen		240 mm	200 / 2000
210258M	Tutkimuskäsine, Nitrile SENSE, sininen, M, Sininen		240 mm	200 / 2000
210258L	Tutkimuskäsine, Nitrile SENSE, sininen, L, Sininen		240 mm	200 / 2000
210258XL	Tutkimuskäsine, Nitrile SENSE, sininen, XL, Sininen		240 mm	180 / 1800

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle ja henkilökohtaisille suojaimeille annetut lainsäädännön vaatimukset.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Läpäisemättömyys:** AQL 1.5

**Mekaaninen lujuus (N):**  $\geq 6.0$  N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)

**Biologinen arviointi:** Sytotoksisuus testattu EN ISO 10993-5 mukaisesti  
Ihon herkistyminen ja ihoärsytys testattu EN ISO 10993-10 mukaisesti

**Lakisäätteiset vaatimukset:** Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745  
Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425, PPE R category III. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisille suojaimeille: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN 455: 1 – 4

**Kemiallinen resistanssi:** Testattu EN 16523-1 mukaisesti

**Elintarviketurvallisuus:** EU asetuksen 1935/2004 mukaisesti käsine sopii kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn

**Muut käytetyt testit:** Ilma- ja vesivuoto standardin EN 374-2 (taso 2) mukainen  
Kemikaalijäämät  
Sorminäppäryys, pituus ja pH standardin EN 420 mukaisia  
Mekaaninen suorituskky standardin EN 388 mukainen  
Mikrobiologinen laatu  
RoHS-vaatimustenmukaisuus  
Kemikaalikestävyys standardin EN 374-4 mukainen  
Virusläpäisevyys EN 374-5- ja ASTM F1671 -standardien mukainen

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,05 mm
Sormi	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,08 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Tuote sisältää dithiokarbamaattia, älä käytä jos olet allerginen tai herkistynyt kyseiselle aineelle.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	Selluloosa, TCF laatu	242 x 122 x 75
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Selluloosa, TCF laatu	385 x 252 x 252
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>210258XS</b>	N/A	6438129353617	6438129553611
<b>210258S</b>	N/A	6438129353624	6438129553628
<b>210258M</b>	N/A	6438129353631	6438129553635
<b>210258L</b>	N/A	6438129353648	6438129553642
<b>210258XL</b>	N/A	6438129353655	6438129553659

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.